

## 別表

| 測定キット名（製造販売元）                                         | 検査方法                       | 抗体価（単位等）                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 風疹ウイルスH I 試薬「生研」<br>（デンカ生研株式会社）                       | 赤血球凝集抑制法<br>（H I 法）        | 1 6 倍以下<br>（希釈倍率）         |
| R－H I 「生研」<br>（デンカ生研株式会社）                             | 赤血球凝集抑制法<br>（H I 法）        | 1 6 倍以下<br>（希釈倍率）         |
| ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG<br>（デンカ生研株式会社）                    | 酵素免疫法<br>（E I A 法）         | 8 . 0 未満<br>（EIA 価）       |
| エンザイグノスト B 風疹/IgG<br>（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）      | 酵素免疫法<br>（E I A 法）         | 3 0 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| バイダス アッセイキット RUB IgG<br>（シスメックス・ビオメリユー株式会社）           | 蛍光酵素免疫法<br>（E L F A 法）     | 4 5 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| ランピア ラテックス RUBELLA<br>（極東製薬工業株式会社）                    | ラテックス免疫比濁法<br>（L T I 法）    | 3 0 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| アクセス ルベラIgG<br>（ベックマン・コールター株式会社）                      | 化学発光酵素免疫法<br>（C L E I A 法） | 4 5 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| i-アッセイCL 風疹IgG<br>（株式会社保健科学西日本）                       | 化学発光酵素免疫法<br>（C L E I A 法） | 1 4 未満<br>（抗体価）           |
| BioPlex MMRV IgG<br>（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）             | 蛍光免疫測定法<br>（F I A 法）       | 3 . 0 未満<br>（抗体価AI*）      |
| BioPlex ToRC IgG<br>（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）             | 蛍光免疫測定法<br>（F I A 法）       | 3 0 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| Rubella-Gアボット<br>（アボットジャパン株式会社）                       | 化学発光免疫測定法<br>（C L I A 法）   | 2 5 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| ランピア ラテックス RUBELLA II<br>（極東製薬工業株式会社）                 | ラテックス免疫比濁法<br>（L T I 法）    | 3 5 未満<br>（国際単位 (IU) /mL） |
| バイオライン ルベラ IgG/IgM<br>（アボット ダイアグノスティクス<br>メディカル 株式会社） | イムノクロマト法<br>（I C A 法）      | 陰性                        |

\* 製造企業が独自に調整した抗体価単位